


CARESS FLOW

OXYGEN FOR VULVO - VAGINAL TREATMENTS



PROVALA
GRATUITAMENTE
PER 1 MESE



PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

Vestibolite

Candidosi
Recidivante

UN SISTEMA
PER 6 PATOLOGIE

Bruciore
uretrale

Atrofia
Vulvo Vaginale

Lichen

Incontinenza
lieve

CARESS FLOW

UNO STRUMENTO INDISPENSABILE COME L'ECOGRAFO

PATOLOGIA	POPOLAZIONE FEMMINILE AFFETTA	TRATTAMENTO CARESS FLOW
VESTIBOLITE	3,5 milioni	
CANDIDOSI RECIDIVANTE	13,5 milioni	
ATROFIA VULVO VAGINALE	8,5 milioni	
INCONTINENZA LIEVE	3,5 milioni	
LICHEN	1,5 milioni	
BRUCIORE URETRALE	800.000	


ALTRI STUDI IN CORSO

Dati di mercato rilevati nel 2019 delle patologie che possono affliggere la popolazione femminile nel corso della vita.



LA SCOPERTA SCIENTIFICA

CARESS FLOW è una scoperta scientifica nata dopo quattro anni di ricerche congiunte di un team di medici.

LA SINERGIA DI 2 ELEMENTI NATURALI



LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE



STUDI IN PUBBLICAZIONE

Vaginal Natural Oxygenation Device (VNOD): uno studio randomizzato controllato sulla somministrazione concomitante di acido ialuronico e ossigeno topico per il trattamento dell'atrofia vulvo-vaginale

Ospedale S. Orsola - Bologna
Prof. Maria Cristina Meriggola

Studio prospettico osservazionale dei sintomi e segni in donne con **sindrome genito-urinaria della menopausa dopo un ciclo (sei trattamenti)** di applicazione di ossigeno ad alta concentrazione endovaginale tramite dispositivo Caress Flow

Ospedale V. Buzzi Milano
Prof. Filippo Murina

Valutazione **dell'efficacia della somministrazione topica di acido ialuronico e ossigeno iperbarico attraverso un dispositivo medico specifico, rispetto alla somministrazione topica di acido ialuronico** da solo nel miglioramento dell'incontinenza d'urgenza, da sforzo e mista in pazienti con sindrome genitourinaria della menopausa (GSM): uno studio prospettico randomizzato in singolo cieco, multicentrico.

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Unità di Ostetricia e Ginecologia, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Italia.
Prof. Costantino Di Carlo

Efficacia caress su donne giovani in menopausa indotta per **carcinoma mammario**.

Ospedale S. Martino Genova
Prof. Angelo Cagnacci

Efficacia Caress flow **su lichen, atrofia e vestibolite**.

Dr.ssa Elena Bertozzi - Fidenza


I PROTOCOLLI PER LE 6 PATOLOGIE

1. VESTIBOLITE

2. CANDIDOSI RECIDIVANTE

Per i primi 5 minuti si eroga ossigeno sulla vulva tramite nebulizzazione (da effettuare a 2 mm dalla vulva) con acido ialuronico a basso peso molecolare (3ml). Per i successivi 10 minuti si eroga esclusivamente ossigeno in vagina e per gli ultimi 5 minuti ossigeno combinato con acido ialuronico sempre in vagina (12ml).

5 Trattamenti
cadenza settimanale




3. ATROFIA VULVO VAGINALE

4. INCONTINENZA LIEVE

Per i primi 10 minuti si eroga ossigeno grazie al dispositivo CARESS FLOW e attraverso l'uso di cannule monouso. Per i 5 minuti successivi si eroga ossigeno combinato con acido ialuronico a basso peso molecolare (15ml).


5 Trattamenti
cadenza quindicinale



5. LICHEN

Per i primi 10 minuti si eroga ossigeno sulla vulva tramite nebulizzazione (da effettuare a 2 mm dalla vulva) con acido ialuronico a basso peso molecolare (3ml). Per i successivi 5 minuti si eroga ossigeno combinato con acido ialuronico in vagina (12ml).


5 Trattamenti
cadenza settimanale



6. BRUCIORE URETRALE




















Per 20 minuti si eroga ossigeno sulla vulva tramite nebulizzazione (da effettuare a 2 mm dalla vulva) con acido ialuronico a basso peso molecolare fino ad esaurimento flacone (15ml).

6 Trattamenti, cadenza settimanale
+
2 Trattamenti, cadenza quindicinale



COME CI CONFRONTIAMO CON GLI ALTRI

	LASER	RADIOFREQUENZA	CARESS FLOW 
RIPOSO POST	7 gg	2-3 gg	NESSUNO
DECORSO POST	No bagni, terme, piscina	No bagni, terme, piscina	NESSUNO
CREME POST	Al 15-30 gg per lenire e riparare	Al 15-30 gg per lenire e riparare	NESSUNA
STERILIZZAZIONE ACCESSORI POST TRATTAMENTO	Necessaria ad ogni seduta con autoclave	Necessaria ad ogni seduta con autoclave	MONOUSO
PREZZO ACQUISTO DISPOSITIVO	Alto	Alto	BASSO
PREZZO PER TRATTAMENTO	Alto	Alto	BASSO

PATOLOGIE	LASER	RADIOFREQUENZA	CARESS FLOW 
VESTIBOLITE			
CANDIDOSI RECIDIVANTE			
ATROFIA VULVO VAGINALE			
INCONTINENZA LIEVE			
LICHEN			
BRUCIORE URETRALE			

IL SISTEMA CARESS FLOW



CE 1370



FLACONE ACIDO IALURONICO



TUBO CONNETTIVO



CANNULE



AEROGRAFO

Larghezza: 44,4 cm

Profondità: 23,8 cm

Altezza: 58,7 cm

SPECIFICHE TECNICHE CARESS FLOW

Peso	24 kg
Temperatura ambiente durante l'operatività	Da 10 a 40 °C
Umidità ambiente durante l'operatività	≤ 80% di umidità relativa
Pressione atmosferica ambiente	Da 860 a 1060 hP
Voltaggio di alimentazione	220-240 V.a.c., 50/60 Hz
Taglia fusibili	T3,15A, 5x20mm
Classe Sicurezza Elettrica	I BF
Classe di rischio	IIA
Potenza assorbita in ingresso	Max 600W
Purezza ossigeno	93% +/- 3%
Flusso di ossigeno	2 ±0.2 L/min
Pressione del flusso di ossigeno	1±0.1 Bar

KIT MONOUSO

Composizione Kit	15 Tubi Connettivi 15 Cannule 15 Flaconi di Acido ialuronico
Larghezza	18,5 cm
Profondità	22,5 cm
Altezza	17 cm
Tubi Connettivi	Tubo anti schiacciamento per ossigeno, lunghezza 2 m, con attacchi maschio / femmina Lunghezza 14,6 cm
Cannule	Diametro min 9,5 mm Fori erogazione 1,45 mm Foro per siringa 0,8 mm
Acido ialuronico	Flaconi di 15 ml a basso peso molecolare

I RISULTATI

VESTIBOLITE

79%

Diminuzione del prurito

79%

Riduzione delle lesioni

BRUCIORE URETRALE

82%

Diminuzione del bruciore

CANDIDOSI RECIDIVANTE

94%

Assenza Candidosi Recidivante dopo 3 mesi

83%

Assenza Candidosi Recidivante dopo 6 mesi

ATROFIA VULVO VAGINALE

85%

Diminuzione del bruciore

81%

Aumento della fluidità

INCONTINENZA URINARIA

81%

Riduzione dell'incontinenza

LICHEN

83%

Diminuzione del dolore

83%

Diminuzione del prurito

UNA SOLUZIONE:

INDOLORE

NON INVASIVA

PIACEVOLE

SENZA EFFETTI COLLATERALI

SENZA RISCHI PER LA PAZIENTE

SENZA RISCHI PER IL MEDICO

RIPETIBILE SEMPRE

PROFITTEVOLE



GUARDA IL VIDEO